

3M Science.
Applied to Life.™*

Vos restaurations.
Votre composite.
Votre quotidien.

Universel, esthétique,
choix simplifié.

3M™ Filtek™ Universal Restorative

Composite de restauration universel



8 teintes conçues par 3M. 1 opacité.
Cela n'a jamais été aussi simple.

L'efficacité est essentielle. C'est une des raisons pour laquelle les chirurgiens-dentistes réalisent une restauration avec une seule teinte dans 80 % des cas cliniques.**

3M a créé 3M™ Filtek™ Universal Restorative afin de rendre ces restaurations plus faciles.

Un choix de teintes simplifié

3M a conçu seulement 8 teintes et une teinte XW (Extra Blanc) pour couvrir les 19 teintes VITA® classique et les dents éclaircies.**

De plus, les teintes ont une opacité universelle qui répond à la plupart des besoins cliniques.


- **La technologie 3M NaturalMatch** (composée de nanocharges, monomères à faible stress de photopolymérisation, pigments) permet l'utilisation d'une seule teinte et une seule opacité pour un rendu naturel.
- **La fluorescence** qui améliore l'aspect naturel de la restauration.
- **La technologie 3M** des charges qui augmente la radio-opacité.

Des teintes complémentaires avec une teinte XW (Extra Blanc) et un opaqueur rose (PO) vous permettent d'offrir une excellente esthétique même dans des situations particulières.


Disposer d'une teinte XW (Extra Blanc) supplémentaire permet de répondre aux besoins de restaurations des patients qui ont bénéficié d'un éclaircissement dentaire.



Garder les zones sombres diminue les résultats esthétiques. Un opaqueur rose masque efficacement les colorations métalliques et la dent dyschromiée.



8 teintes conçues par 3M :





Une nouvelle classe de composites universels

Dès leur photopolymérisation, les restaurations sont soumises à la mastication et au brossage. Nous avons augmenté la pérennité de la restauration en combinant deux technologies dentaires exclusives pour la première fois dans un composite universel.

Monomères à faible stress de photopolymérisation

Ces monomères innovants aident à protéger les restaurations des problèmes causés par la contraction de prise et le stress de photopolymérisation.



La vraie nanotechnologie 3M brevetée

Donne aux restaurations un excellent poli, une haute résistance et une excellente résistance à l'usure.

Photo SEM grossissement 100 000 d'un nanocluster (agrégat). Dr J. Perdigão, Université du Minnesota.

** Données internes 3M

Principales caractéristiques

- **Sélection simplifiée de teintes** : uniquement 8 teintes couvrant les besoins de la plupart de vos patients
- **Opacité universelle** pour un rendu naturel
- **Extra Blanc (XW)** pour les dents éclaircies
- **Fluorescence** pour donner des restaurations d'apparence naturelle
- **Opaqueur rose (PO)** pour masquer facilement les zones dyschromiées dentaires
- **La vraie nanotechnologie 3M** pour un polissage facile et pérenne
- **Monomères aux propriétés de faible contrainte** pour la résistance à la fracture
- **Augmentation de la radio-opacité** pour faciliter l'identification du matériau lors des visites de contrôle
- **Réchauffement du composite** : les capsules 3M™ Filtek™ Universal Restorative peuvent être réchauffées en toute sécurité.*

*Voir le mode d'emploi

Indications

- Restaurations directes antérieures et postérieures (y compris en face occlusale)
- Reconstitutions coronaires (moignons)
- Atelles
- Restaurations indirectes, y compris inlays, onlays et facettes




Références

3M™ Filtek™ Universal Restorative

Référence	Description produit
6550CK	3M™ Filtek™ Universal Restorative Kit essentiel en capsules contenant 80 capsules de 0,2 g dont 20 de chaque teinte A1, A2, A3, A3.5 et 10 capsules de 0,2g de teinte PO, un guide technique et un mode d'emploi.

6555SK	3M™ Filtek™ Universal Restorative Kit essentiel en seringues contenant 5 seringues de 4 g de chaque teinte A1, A2, A3, A3.5 et PO, un guide technique et un mode d'emploi.
--------	--

Réassorts	Référence	Référence
TEINTES	SERINGUE	CAPSULE
A1	6555A1	6550A1
A2	6555A2	6550A2
A3	6555A3	6550A3
A3.5	6555A3.5	6550A3.5
A4	6555A4	6550A4
B1	6555B1	6550B1
B2	6555B2	6550B2
D3	6555D3	6550D3
XW—(Extra Blanc)	6555XW	6550XW
PO—(opaqueur rose)	6555PO	6550PO



RÉASSORTS DE TEINTE	en capsules contenant 20 capsules de 0,2 g	en seringue de 4 g
PINK OPAQUER (PO) (Opaqueur rose)	en capsules contenant 10 capsules de 0,2 g	en seringue de 4 g

Tous les réassorts contiennent un guide technique et un mode d'emploi.

www.3M.com/FiltekUniversal



3M France S.A.S.
Marchés de la Santé
Département dentaire

Boulevard de l'oïse
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél : 01 30 31 82 27
SAS au capital de 10 572 672 euros
RCS Pontoise 542 078 555

3M Filtek Universal Restorative est un dispositif médical de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0123. Lire attentivement les informations figurant sur la notice ou l'emballage avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 95006 Cergy Pontoise Cedex.

3M, 3M Science. Applied to Life. et Filtek sont des marques déposées de 3M ou 3M Deutschland GmbH. © 3M. Tous droits réservés. Mars 2019. 3M 0970.

