

3M™ Filtek™ Universal Restorative

Matériau de restauration universel



Dents antérieures et postérieures

Pourquoi le choisir ?

1. Opacité universelle pour une esthétique harmonieuse.
2. Faible contraction et stress liés à la photopolymérisation.
3. 8 teintes + Extra Blanc (XW) et Opaqueur Rose (PO).
4. Opaqueur Rose (PO) pour masquer les zones dyschromiées.
5. **Nanotechnologie** assurant résistance à l'usure, durabilité, polissage et rétention du poli.
6. Consistance crémeuse.



Capsules échauffables¹



Cas clinique

Protocole

- Protocole classique d'application d'une résine composite directe
- Choix de la teinte

Teinte VITA®	A1 C1 D2	A2 D4	A3 B3	A3,5 B4	A4	B1	B2 C2	D3 C3 C4	OM1 OM2 OM3
Teinte 3M™ Filtek™	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	D3	XW



Un disque de 1 mm d'épaisseur d'opaqueur rose (Pink Opaqueur PO) a été placé sur une ligne noire pour démontrer sa capacité de masquage

Un disque de 1 mm de teinte A1 a été superposé sur le disque PO pour démontrer le résultat final