

3M™ Photac™ Fil Quick Aplicap™

Matériau de restauration en ciment verre ionomère photopolymérisable

Pourquoi le choisir ?

- 1. Disponible en 8 teintes** pour un plus large éventail de besoins esthétiques.
- 2. Libération élevée d'ions fluorures** pouvant se recharger grâce à l'application d'un vernis fluoré.
- 3. Auto-adhésif et photopolymérisable.**
- 4. Radio-opaque** et biocompatible.
- 5. Gain de temps :** adhésion amélo-dentinaire, aucun conditionneur requis ni vernis de finition.
- 6.** Dents lactéales et permanentes.
- 7.** Facile et rapide à utiliser, tout particulièrement avec les enfants ou des personnes anxieuses.



Convient aux :

- Restaurations directes postérieures

Teintes disponibles :

A2 clair, A3 universel, B3 jaune, B2 jaune clair, A3.5 jaune brun, A1 extra clair, C4 gris foncé.

Indications

Classe I	Classe II	Classe III	Base/fond de cavité	Scellement des sillons	Obturation des dents latérales	Temps de travail (mn : sec)
Petite cavité Semi-permanente	Semi-permanente	✓	✓	✓	✓	2 : 00

Le saviez-vous ?

Pour le traitement d'un patient atteint de caries, un CVI libérant du fluor est une restauration de choix qui peut être associée à une procédure peu invasive et rapide.