

**PURE**

L'ÉCLAIRCISSEMENT DENTAIRE PROFESSIONNEL  
**UN EFFET PUREMENT  
LUMINEUX !**

# UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE AUX BESOINS DE CHAQUE SOURIRE

## PURE OFFICE

### Intervention express

- Procédure rapide : une seule séance
- Effet bluffant immédiat

## PURE DAY

### Priorité à l'esthétique

- Correction des taches extrinsèques
- Traitement peu contraignant
- Simple et rapide

## PURE NIGHT

### Pour les demandes complexes

- En cas de dyschromies et de taches intrinsèques
- Une diffusion lente pour une action en profondeur

Seringues PURE PROTECT : barrières gingivales destinées à protéger les tissus mous du gel d'éclaircissement

1 seringue = 2 jours de traitement



La boîte à gouttières fait office de cadeau

## L'INTERVENTION AU CABINET

### PURE OFFICE

#### Pour quels cas ?

- Usage intra-canalair sur dent dévitalisée
  - Usage externe (réservé aux dentistes hors UE)
- Le traitement s'effectue en 1 à 3 étapes, sur une seule séance, directement au cabinet.

#### Les atouts de la formule

- 35% de peroxyde d'hydrogène
- pH neutre : facilite la libération complète du peroxyde et assure un confort optimal au patient
- *Résultat rapide et éblouissant.*

#### PURE OFFICE KIT INTRODUCTION

1 seringue de gel d'éclaircissement PURE OFFICE (5 g)  
+ 2 seringues de barrière gingivale PURE PROTECT

#### PURE OFFICE VALUE PACK

3 seringues de gel d'éclaircissement PURE OFFICE (5 g)  
+ 6 seringues de barrière gingivale PURE PROTECT

## L'ÉCLAIRCISSEMENT À DOMICILE

### PURE DAY

**Durée recommandée**  
**2 h par jour - 7 jours**

#### Les atouts de la formule

- 6% de peroxyde d'hydrogène
- *Usage simplifié*
- *Résultats progressifs rapides.*

- pH neutre pour faciliter la libération complète de l'actif et garantir le confort du patient

#### PURE DAY KIT PATIENT

4 seringues de gel d'éclaircissement  
PURE DAY (2 ml)  
+ 1 seringue de gel désensibilisant  
PURE CARE  
+ 2 plaques à thermoformer  
+ 1 boîte à gouttières

#### PURE DAY VALUE PACK

20 seringues de gel d'éclaircissement  
PURE DAY (2 ml)  
+ 2 plaques à thermoformer

### PURE NIGHT

**Durée recommandée**  
**7 h par nuit - 7 jours**

#### Les atouts de la formule

- 16,5% de peroxyde de carbamide
- *Idéal pour le traitement des tâches intrinsèques*

#### PURE NIGHT KIT PATIENT

4 seringues de gel d'éclaircissement  
PURE NIGHT (2 ml)  
+ 1 seringue de gel désensibilisant  
PURE CARE  
+ 2 plaques à thermoformer  
+ 1 boîte à gouttières

#### PURE NIGHT VALUE PACK

20 seringues de gel d'éclaircissement  
PURE NIGHT (2 ml)  
+ 2 plaques à thermoformer

**S'UTILISENT AUSSI EN ENTRETIEN APRÈS UN ÉCLAIRCISSEMENT AU FAUTEUIL**

# APPORTEZ À VOS PATIENTS LA RÉPONSE PURE QUI LEUR CONVIENT

Au cabinet

## PURE OFFICE

35% de peroxyde d'hydrogène



Avant

Après



Au domicile du patient

## PURE DAY

6% de peroxyde d'hydrogène



Avant

Après



## PURE NIGHT

16,5% de peroxyde de carbamide



Avant

Après



[www.itena-clinical.com](http://www.itena-clinical.com)

**ITENA**<sup>®</sup>  
CLINICAL PRODUCTS

Dispositifs médicaux réservés aux professionnels de l'art dentaire. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice avant toute utilisation.  
Itena Clinical 83 avenue Foch 75116 Paris - 01 45 91 61 40. IND. OR - 06/2019