

FD 366 sensitive

FD 366 sensitive wipes/top wipes

Désinfection rapide des surfaces sensibles



Solution sans aldéhyde, à base d'alcool, prête à l'emploi pour la désinfection rapide des surfaces sensibles des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs dans les cabinets, laboratoires et cliniques.



Prêt à l'emploi

Contrôlée selon le
test 4 zones
(norme EN 16615)

Taux alcool minimal

Compatibilité des
matériaux testée

Également disponible
en lingettes

Temps d'action



Juste

1 min

disponibilité rapide
des fauteuils
de traitement

Recommandation

Idéal pour les
surfaces sensibles
(plastiques/verre
acrylique
ou similicuir)

Spectre d'activité*



Protection élevée contre les infections :

bactéricide, tuberculocide, levuricide, virucide limité
(virus enveloppés, y compris VHB, VHC, VIH et
coronavirus) ainsi que norovirus non enveloppés



Caractéristiques principales

Seulement
17%
de taux d'alcool

Compatibilité
maximale avec
les matériaux

Préservation
à long terme
de la valeur
des équipements
chirurgicaux

