

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative


Matériau fluide de restauration

Pourquoi le choisir ?

1. Réduction des bulles d'air et des pertes de produit.
2. Injectable, application en une seule étape jusqu'à 4 mm.
3. **Canule coudable**, facile à plier pour un accès facilité.
4. Excellente adaptation, rétention du poli et résistance à l'usure.
5. **Seringue réchauffable** jusqu'à 70 °C pendant une heure, jusqu'à 25 fois maximum.
6. **N'exige pas d'être recouvert par un composite classique** comme dernière couche occlusale.




Télécharger la brochure



Convient aux :

- Restaurations directes postérieures

Une seringue spécialement pensée pour éliminer pratiquement toutes les bulles d'air et prévenir des « coulures ».



Indications

(incrément jusqu'à 4 mm)



1. Incluant de petites restaurations occlusales.
2. Réparation des matériaux provisoires en résine et acrylique.