

FD 322/FD 322 premium wipes/ FD 322 top wipes/FD 322 wipes

Désinfection rapide



Solution sans aldéhyde, prête à l'emploi pour la désinfection rapide des surfaces résistantes à l'alcool des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs et des équipements utilisés dans les cabinets, laboratoires et cliniques dentaires.



Temps d'action



Juste

1 min

disponibilité
rapide des fauteuils
de traitement

Recommandation

Utilisation
polyvalente

Spectre d'activité*



Protection élevée contre les infections :

bactéricide, tuberculocide, fongicide, levuricide,
virucide limité PLUS (virus enveloppés, y compris VHB,
VHC, VIH et coronavirus, ainsi que rotavirus,
adénovirus, norovirus) et polyomavirus SV40

Prêt à l'emploi et
à action rapide

Disponible aussi
sans parfum

Contrôlée selon le
test 4 zones
(norme EN 16615)

Recommandée par les
principaux fabricants
d'équipements dentaires

Également disponible
en lingettes



Caractéristiques principales

À base
d'alcool

Séchage rapide
et sans traces

Excellente
compatibilité
avec les matériaux

