

Orotol plus

Désinfection des systèmes d'aspiration
(à la fin du travail)



Concentré liquide non moussant pour la désinfection, la désodorisation, le nettoyage et l'entretien simultanés de systèmes d'aspiration, des récupérateurs d'amalgame et des crachoirs.



Préserve votre système d'aspiration

Compatibilité des matériaux testée

Recommandé par les principaux fabricants d'unités d'aspiration

Effets durables – aspirer avec de l'eau froide

Idéal pour une utilisation en combinaison avec le MD 555 cleaner

Temps d'action



2%

5 à 60 min

1 à 2 fois par jour

Recommandation

Protection sûre contre les infections et élimination efficace des dépôts organiques

Spectre d'activité*



Protection élevée contre les infections :

bactéricide, levuricide, virucide limité (virus enveloppés dont VHB, VHC, VIH et coronavirus), adénovirus et norovirus non enveloppés



Caractéristiques principales

Seulement

2%

de concentration d'application

Dissout et désinfecte le biofilm

Garantit un fonctionnement parfait du système d'aspiration sur les plans technique et hygiénique

